



# Téléchargement via DIASEND

Glucomètre, pompe Tandem ou pompe Omnipod



# VOTRE RESPONSABILITÉ

Il est de votre responsabilité:

1. D'avoir installé la plateforme nécessaire au Téléchargement
2. Avoir téléchargé vos données de votre glucomètre ou de votre pompe (voir instructions ci-jointes)

## IMPORTANT

Dans le but de vous assurer d'avoir un suivi médical de qualité il est primordial d'avoir télécharger vos données

# 1. Brancher votre glucomètre ou pompe


Vous devez brancher votre glucomètre ou votre pompe Omnipod ou Tandem à l'aide de votre fil.

si vous n'avez pas de fil vous pouvez vous en procurer un, dans tout point de vente d'accessoire électronique (pharmacie, Walmart ou autre)



# Étape 1



Brancher votre glucomètre ou  
votre pompe Omnipod ou  
Tandem T-Slim



si vous n'avez pas de fil vous pouvez vous en procurer un, dans tout point de vente d'accessoire électronique (pharmacie, Walmart ou autre)


# Étape 2

Appuyer sur l'icone de  
Diasend Uploader sur le bureau  
de votre ordinateur




# Étape 3

Le téléchargement de vos données se fera de façon automatique



# Étape 4


Vous devez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe



The image shows a software dialog box titled "diasend® Uploader" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "VERIFY ACCOUNT". Below this, there is an information icon (i) followed by the text: "To upload data, please verify your diasend® account." Underneath, it says "Don't have an account? Contact [diasend® Support](#)." There are two input fields: "Username" with a person icon and "Password" with a lock icon. Below the password field is a blue link that says "Forgot password?". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Sign In". The footer of the dialog box contains the copyright notice "©2020 Glooko Inc."


# Étape 5

Vous pourrez ensuite voir le téléchargement effectué en entier



# Étape 6

Vous devez appuyer sur View Data ou voir données



# Étape 7

Vous pourrez observer vos données

The screenshot displays the Glooko patient portal interface. At the top right, it says "by glooko". The main header is "Examiner mes données" with navigation links for "OUTILS", "ADMIN COMPTE", and "DÉCONNEXION". Below the header, there are buttons for "Partager des données", "Connecter application", "Mises à jour récentes (Mai 2020)", and "Service client". The user's name "tammy cadieux" is shown, along with a "PDF" icon. A note states: "Des informations de la pompe à insuline sont disponibles pour la période: 01/01/2008 - 23/06/2019". Below this, there are tabs for "Glycémie", "CGM", "Insuline", "Comparaison" (which is selected and underlined), and "Compilation", along with a "Mon profil" button. Under the "Comparaison" tab, there are options for "TABLEAU" and "JOUR PAR JOUR". The selected period is "Période: 20/05/2020 - 02/06/2020, 14 jours" with a dropdown menu for "Sélectionner un intervalle de temps". A checkbox is checked for "Inclure les dossiers saisis manuellement". At the bottom, the unit "mmol/L" is shown, along with options to "Afficher / masquer la couleur" and "Agrandir / comprimer les valeurs", and a button for "Imprimer en PDF" with a warning icon.

Vous êtes maintenant prêt pour votre RV Virtuel